

100 % Körperhygiene
100% Würde



- Toiletten- und Duschstühle
- Duschwagen und Duschmatratzen
- Badesysteme**
- Mobilisations- und Reharollstühle



Hanse-Pflegebadsysteme verbinden
Hygiene mit Würde für mehr Wohlbefinden.



Effizienz und Respekt können auch in der Pflege miteinander verbunden werden. Das **Hanse-Pflegebad** ermöglicht es, denn die Intimsphäre des Bewohners bleibt gewahrt und die Pflegekraft wird deutlich entlastet.

Vertrauen Sie
mehr als
30 Jahren
Erfahrung

Hanse-Pflegebad
Typ 125

Effizienter arbeiten – Respekt bewahren

Die Vorteile des Hanse-Pflegebads:

- Sicherer Transfer ins Bad
- Einstieg über Wannenaufzug oder Tür
- Entspannt aufrecht sitzend baden
- Berührungslose Reinigung des Intimbereichs
- Unterwasser-Massage
- Optionales Licht- und Klangsystem
- Automatische Desinfektion
- Innovative Strömungstechnik

Erleichterung für Pflegekraft und Bewohner

Der Badende kann mit dem integrierten Lift auf einem anatomisch geformten Sitz in die Wanne gehoben werden. Gesteuert wird der Lift durch ein Fußpedal, so dass die Hände frei bleiben für die Betreuung des Bewohners. Er sitzt bequem und sicher in der Wanne mit viel Platz für die Beine. Der gesamte Badevorgang bedarf dadurch nur einer Pflegekraft.



Baden kann so einfach sein

Menschlicher baden für Personal und Bewohner

Respekt und Schutz der Intimsphäre gewährleistet unsere Twin-Strömungsanlage. Sie fördert nicht nur den Genuss des Bades, sie reinigt auch berührungsfrei – unterstützt durch unsere Badezusätze – den sensiblen Intimbereich des Bewohners.

Zum Schluss automatisch desinfizieren

Nach dem Bad, ist das System schnell gereinigt. Eine spezielle Oberfläche zusammen mit einer kanten- und fugenlosen Konstruktion vermindert die Schmutzanfälligkeit. Und die integrierte Desinfektionsanlage reinigt das gesamte System auf Knopfdruck.



1.

Transport und Transfer in die Wanne erfolgen in einem Formsitz. Umlagern nicht notwendig.



2.

Die Bedienung erfolgt mit einem Fußpedal. Volle Zuwendung zum Bewohner garantiert.



3.

Die Twin-Strömungsanlage reinigt die Intimbereiche automatisch. Massageanwendungen sind jederzeit möglich.



4.

Durch die aufrechte Position ist nach dem Bad ein rückenschonendes Abtrocknen möglich.



Geeignet für jeden Raum

Hanse-Pflegebäder erfüllen auch alle Erwartungen in Bezug auf die räumlichen Voraussetzungen. Schon in Räumen ab 1,70m x 2,50m kann bequem gebadet werden.



Hanse-Pflegebad Typ 125 Stufenwanne in der längeren Version für Mobilisationsübungen. Integriert ist ein Patientenlift mit drehbarem Formsitz.



Hanse-Pflegebad Typ 95 Stufenwanne in der kürzeren Form für kleine Räume ab 1,70m x 2,50m. Integriert ist ein Patientenlift mit drehbarem Formsitz.



Hanse-Pflegebad Typ 125 T Stufenwanne in der längeren Version für Mobilisationsübungen mit herausnehmbarem Formsitz. Der Einstieg erfolgt über die seitliche Tür.



Hanse-Pflegebad Typ 125 TL Stufenwanne in der längeren Version für Mobilisationsübungen. Der Einstieg erfolgt wahlweise über den Patientenlift mit drehbarem Formsitz oder über die seitliche Tür.

Dürfen wir Ihnen eines dieser Modelle in Ihrem Hause vorführen?

Reden ist Silber, Zeigen ist Gold. Darum würden wir Ihnen gern zeigen, welche Vorteile das **Hanse-Pflegebad** hat. Vereinbaren Sie noch heute einen Termin mit uns unter **04504/8182-0**.

CE – Medizinprodukt –

Technische Änderungen vorbehalten 02/11

HANSE-MEDIZINTECHNIK
Dipl. Ing. P. Hettmer GmbH
Zeiss-Str. 42 • D-23626 Ratekau
Tel. +49 (0) 4504/8182-0 • Fax -20
info@hanse-medizintechnik.de
www.hanse-medizintechnik.de

hanse
MEDIZINTECHNIK