

# Dusch- und Transportwagen Boberg



**Transportieren · Duschen · Mobilisieren**

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK

Duschwagen und Duschmatratzen

# Boberg

In Zusammenarbeit mit Fachpflegekräften ist ein Dusch- und Transportwagen entwickelt worden, der keine Wünsche offen lässt.



**Zweiteilige Liegefläche**  
Mit besonders weicher Auflage für den Patiententransport

Der Duschwagen Boberg ist durch seine Leichtlaufrollen sowie der feststellbaren Richtungsrolle mit zentralem Bremssystem besonders gut für den Patiententransport geeignet.



**Einteilige Liegefläche**  
Offenes Seitengitter für den Patiententransfer, z.B. mit dem Rollbord Junior



**Einteilige Liegefläche**

- Kopftieflage
- Seiten- und Endgitter aus Edelstahl



**Einteilige Liegefläche**

- Fußtieflage
- Seiten- und Endgitter aus Edelstahl

# Boberg



## Zweiteilige Liegefläche

- Fußtieflage
- Oberkörperhochlagerung



## Dreiteilige Liegefläche

- Beinteil gesenkt
- Kopftieflage
- Oberkörperhochlagerung



## Dreiteilige Liegefläche

- Beinteil maximal gesenkt
- Oberkörperhochlagerung

- Wahlweise ein-, zwei- oder dreiteilige Liegefläche
- Elektrische Höhenverstellung
- Zentrales Bremssystem
- Leichtlaufrollen mit Fadenschutz
- Seiten- und Endgitter aus Edelstahl
- Fahrgestell aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Liegeplatte aus hochwertigem Resopal
- Stahlrahmen verzinkt und pulverbeschichtet zum Schutz der Liegeplatte
- Vier Ablenkrollen zum Schutz vor Kollisionen
- Zugelassen auf 150 kg Patientengewicht

# Boberg



## Sonderausstattung

- Hydraulische Höhenverstellung
- Belastung bis zu 200 kg Patientengewicht
- Fahrgestell und Liegefläche aus Edelstahl



## Sonderausstattung

- 25° Fußtieflage
- Fahrgestell und Liegefläche aus Edelstahl



## Hanse-Rollbord Junior

Für den einfachen Patiententransfer

## Zubehör:

- Duschmatratze
- Kissen als Kopfpolster
- Polsterauflage
- Ventilhandbrause
- Druckschlauch
- Kupplungsstück
- Akkupack zum Wechseln
- Hanse-Rollbord
- Verlängerung Fußteil auf 2200 cm

## Technische Daten:

Liegefläche	625 x 2000 mm
Höhenverstellung	630 – 930 mm (Liegefläche)
Max. Breite	810 mm
Max. Länge	2115 mm
Gewicht	100 – 117 kg (je nach Modell)
Belastbarkeit	150 kg

