

Duschbadewagen Anna



Duschwagen und Duschmatratzen

Umbetten · Transportieren · Duschbaden ... mit nur einem System

FUNKTION ERLEBEN - DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

Anna



- Leichtes Umbetten mittels Gleitmatte.
- Schmale Transferfläche erleichtert das Umlagern.
- Wegklappbare Seitenteile schaffen Raum.
- Enge Räume werden befahrbar.
- Platzsparend abstellbar.



- Schließen der Seitenteile schafft großzügige Liegefläche mit stabilem Wannenrand für Bewegungsfreiheit und Halt.
- Duschbaden in bis zu 15 cm Wassertiefe.
- Abgerundete Kanten und glatte Flächen für gute Reinigung und Hygiene.



- Der Patient liegt bequem auf der gepolsterten Gleitmatte, ein wasserdichtes Kissen kann zur Unterstützung des Kopfes verwendet werden.
- Neigbare Liegefläche für Fußtieflage, z.B. für raschen Wasserablauf.
- Kopftieflage ebenfalls einstellbar.



- Höhenverstellung mittels Handfernbedienung für optimale Arbeitshöhe und jede gewünschte Betthöhe.
- Große, leichtlaufende Schwenkrollen und einstellbare Richtungsrolle für spurgerechtes Fahren.
- Zentralbremssystem.

Technische Daten:

- Liegefläche: 730 x 1990 mm
- Höhenverstellung: 634 - 934 mm (Liegefläche)
- max. Breite: 840 mm
- max. Länge: 2061 mm
- max. Wassertiefe: 150 mm
- Gewicht: 106 kg
- Belastbarkeit: 150 kg Körpergewicht

Zubehör:

- Kissen als Kopfpolster
- Stütze zur Oberkörperhochlage
- Ventilhandbrause, Druckschlauch, Kupplungsstück
- Akkupack zum Wechseln
- Rollboard

hanse
MEDIZINTECHNIK
Dipl. Ing. P. Hettmer GmbH

- Medizinprodukt - **CE**

Zeiss-Str. 42 · D-23626 Ratekau
Tel. +49(0)4504/8182-0 · Fax -20
info@hanse-medizintechnik.de
www.hanse-medizintechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten. 08/07