

# Dekubitustherapie Bett Hydrofloat-Einheit MK-1



Die geräuschlose Druckentlastung

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK

Funktion erleben, das Besondere entdecken

# Hydrofloat-Einheit MK-1



Spezialpflegebett zur Reduzierung der Körperauflagedrücke nach dem Prinzip des "trockenen Schwimmens", wenn das Körpergewebe den Druck des Körpergewichts nicht mehr toleriert.

## Vorteile sind unter anderem:

- Erhöhung der Gewebedurchblutung und somit Herstellung der Zellversorgung
- Kosteneinsparung in der Pflege
- Temperaturregelung
- Minimierung der Körperauflagedrücke
- Keine Lagerung des Patienten notwendig

## Anwendungsbeispiele:

- Dekubitusprophylaxe und -therapie
- Behandlung von Brandverletzten
- Für immobile Patienten
- In der Langzeitpflege
- Heilung tiefer und großflächiger Dekubitalgeschwüre in kurzer Zeit bei erheblich vermindertem Pflegeaufwand

## Technische Daten:

- Gewicht (leer): 117 kg
- Gewicht (mit Wasserfüllung): ca. 317 kg
- Belastbarkeit: bis 200 kg
- Abmessungen: (920 x 2100 x 750) mm  
(Breite x Länge x Höhe)
- Netzspannung: 230 V, 50 Hz
- Heizleistung: 350 W
- Stromaufnahme: 1,7 Ampere

## Notwendige Ausstattung:

- 1 l Antialgen / Desinfektionskonzentrat für Matratzenfüllung

## Empfohlene Ausstattung:

- Stange mit Hebe Griff  
Zum leichteren Aufrichten für den Patienten
- Antidekubitus-Fellauflage  
Waschbar bis 95°C und bei 120°C über 30 min Autoklavierbar
- Spannbettlaken „Antidekubituscover“  
Hoch elastisch, besonders saugfähig und wirkt klimatisierend.  
Bis 60°C waschbar, kein Weichspülen, kein Schleudern, kein Bügeln