

Duschwagen Murnau



Transportieren · Duschen · Mobilisieren

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

Murnau

Einzigartig in der Stabilität, Sicherheit und Robustheit. In Zusammenarbeit mit Pflegefachkräften hat die Firma Hanse-Medizintechnik ein Duschsystem entwickelt, das insbesondere für die Erstversorgung von brandverletzten und polytraumatisierten Patienten

geeignet ist. Dieser Duschwagen ermöglicht ein leichtes und sicheres Umlagern, Transportieren und Duschen. Selbst Reanimationen von Patienten, auch unter Narkose, sind möglich.



Seitengitter offen für den Patiententransfer, z. B. mit dem Rollbord Junior



9° Kopftieflage



Sonderausstattung : 18° Fußtieflage



Sonderausstattung
Fahrgestell und Liegefläche aus Edelstahl

- Hydraulische Höhenverstellung
- Zentrales Bremssystem
- Antistatische Doppellauf-Schwenkrollen
- Seiten- und Endgitter aus Edelstahl
- Fahrgestell und Liegeplatte aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Belastung mit bis zu 150 kg Patientengewicht
- Sonderausführung mit Patientengewicht bis zu 250 kg möglich

- Weitere Sonderausführungen sind möglich, sprechen Sie uns hierzu an.

Zubehör:

- Duschmatratze
- Kissen
- Ventilhandbrause
- Druckschlauch
- Kupplungsstück
- Hanse-Rollbord

Technische Daten:

Liegefläche	2000 x 700 mm
Höhenverstellung	600 – 900 mm (Liegefläche)
Max. Breite	805 mm
Max. Länge	2105 mm
Gewicht	100 kg
Belastbarkeit	150 kg

