

Mobilisations- und Reharollstuhl Thessa



Einfacher Transfer · Sicheres Transportieren · Gutes Mobilisieren

Thessa



Thessa E mit Stehbettfunktion bis 48°

Dieser kompakte und leicht bewegliche Stuhl kombiniert Rollstuhl und Liege miteinander.

Kombinierte Einstellungen von Sitz-, Rücken- und Beinbereich sind stufenlos möglich. Mit Einstellen der Liege senken sich die Armlehnen automatisch ab. In Sitzposition lassen sich die Armlehnen für besseren Patiententransfer einzeln hochklappen. Alle Polster sind für eine leichte Reinigung abnehmbar.

Der Einsatzbereich reicht vom bequemen Sitzen bis hin zur Mobilisation und Aktivierung von Schwerpflegebedürftigen in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, Hospizen und in der häuslichen Pflege.



Liegeposition für leichtes Umlagern



Aufstehhilfe



Leichte Sitzneigung

Technische Daten:

Max Breite:	690 mm
Max Länge:	1.910 mm
Max Höhe:	1.480 mm
Gewicht Thessa M:	65 kg
Thessa E:	70 kg
Belastbarkeit:	150 kg

Nähere Informationen siehe Systembeschreibung.

Zwei Modelle sind lieferbar:

Thessa M mit manueller Verstellmechanik

Thessa E mit elektromotorischer Verstellmechanik für Netz- und Akkubetrieb sowie mit Stehbettfunktion bis 48°.

- Stufenlose Verstellung von Sitz- bis Liegeposition
- Einstellung der Sitz-/Liege-Neigung
- Kopftieflage bis 16° und Fußtieflage bis 17°
- Stehbett bis 48° - Thessa E
- Elektromotorische Verstellmechanik - Thessa E
- Aufstehhilfe
- Kippsicheres Fahrgestell
- Leicht fahr- und steuerbar durch spezielle Leichtlaufrollen
- Gepolsterte, einzeln hochklappbare Armlehnen
- Standsicherer Fußtritt
- Abnehmbare Polster für beste Reinigung