

# Liege-Lift-Rollstuhl Tina/Tina N/Tina EN 200



Liegende Umlagerung · Mobilisation · Frühmobilisierung

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK

# Tina/Tina N/Tina EN 200



Waagerechte Liegefläche für den liegenden Patiententransfer, z. B. mit dem Rollbord Junior.



Fußtritt ist höhenverstellbar, stand-sicher sowie hochklappbar mit Arretierung.



Geneigte Sitzposition Tina N.



Ausstattung mit seitlichen Beinstützen und Körperhaltern. Wegklappbar für den liegenden Patiententransfer.

# Tina/Tina N/Tina EN 200



## Alle Modelle besitzen die folgende Ausstattung:

- Fahrgestell aus Stahl, verzinkt und pulverbeschichtet
- Kippsicheres Fahrgestell
- Höhenverstellbarer Fußtritt zum Hochklappen mit Arretierung
- Standsicherer Fußtritt
- Polster mit Kunstlederbezug (Handfertigung)
- Alle Polster sind einzeln abnehmbar
- Zentrales Bremsssystem
- Zentral feststellbare Lenkrolle
- Leichtlaufrollen mit Fadenschutz



## Tina

- Mechanischer Verstellantrieb
- Zugelassen bis 150 kg Patientengewicht
- Stufenlose Verstellung der Sitz-/Liegeposition



## Tina N

- Mechanischer Verstellantrieb
- Zugelassen bis 150 kg Patientengewicht
- Stufenlose Verstellung der Sitz-/Liegeposition
- Stufenweise Verstellung der Sitz-/Liegeneigung
  - 5° Aufstehhilfe
  - 15° Rückenlage in der Sitzposition
  - 15° Kopftieflage



## Tina EN 200

- Elektrischer Verstellantrieb
- Zugelassen bis 200 kg Patientengewicht
- Bedienung mittels Handfernbedienung
- Stufenlose Verstellung der Sitz-/Liegeposition
- Stufenlose Verstellung der Sitz-/Liegeneigung
  - 10° Rückenlage in der Sitzposition
  - 10° Kopftieflage

# Tina/Tina N/Tina EN 200

## Zubehör für die Modelle Tina/N/EN 200




**Hanse Duschmatratze** für Tina (alle Modelle).  
Seitenteile sind für den liegenden Patiententransfer herunterklappbar.



**Hanse-Rollbord Junior**  
Für den liegenden Patiententransfer



Gepolsterte Kopfstütze



Nacken-Ohren-Kissen



Nackenrolle



Tisch aufklemmbar

### Weiteres Zubehör:

- Paar Intensivschienen, 250 mm  
(nicht in Verbindung mit den seitlichen Beinstützen)
- Paar seitliche Körperhalter
- Paar seitliche Beinstützen
- Paar Polster für seitliche Körperhalter
- Paar Polster für seitliche Beinstützen
- Infusionsflaschenhalter (höhenverstellbar)
- Verlängerung für Infusionsflaschenhalter  
(notwendig für den Infusionsflaschenhalter)

