

die begehbare Ullswater badewanne



Das kompakte Design mit nach innen öffnender Tür erlaubt die Installation in fast allen Umgebungen, so dass auch die kleinsten Flächen als Bademöglichkeit genutzt werden können. Der einfache Türschließmechanismus rundet Ullswater ab und sorgt für eine sichere Badeumgebung.


Der Einbausitz bietet Entspannung und Sicherheit, und die thermostatgesteuerte Mischbatterie gewährleistet sicheres Baden.

Die Tür gibt es optional in linksgängiger Ausführung, und das schlichte Design mit breiten Wannenträndern sorgt als Festhaltungsmöglichkeit für zusätzliche Sicherheit.


● **Abmessungen: 980mm Länge, 660mm Breite, 950mm Höhe**

- Bequeme Fronttür mit sicherem Schließmechanismus
- Tiefer Türausschnitt für einfachen Zugang
- Warmwassertank oder Druckanschluss, Kaltwassertank oder Hauptleitungsanschluss
- Thermostatkontrolle der Wassertemperatur
- Ergonomisch konturierter Sitz
- Antirutsch-Beschichtung auf Sitz und Boden
- Tür öffnet nach innen links, sicherer Schließmechanismus
- Unzerstörbare Silikon-Türversiegelung, lebenslange Garantie
- Ultrakompakt für die begrenzte Raumsituation
- Optional: Duschvorhang und Lifterkissen

Air Spa option: Hocheffizientes Luftstromsystem mit verschiedenen Stärkestufen. Die diskreten Düsen im Wanneboden bewegen das gesamte Badewasser.



- Unzerstörbare Silikon-Türversiegelung - Lebenslange Garantie




weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0
www.hanse-medizintechnik.de

gainsborough 
fachmannbaden




Raumaufteilung - Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu

- A Fester Einbausitz
- B Tür (nach innen öffnend)
- C Abfluss



A B M E S S U N G E N



Installation

Eine ausführliche Installationsanleitung liegt als interaktive CD bei.

Auch auf unserer Website verfügbar:
www.hanse-medizintechnik.de

Oder per E-Mail anfordern:
info@hanse-medizintechnik.de



die Ullswater
badewanne

weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0
www.hanse-medizintechnik.de

