

Toiletten- und Duschstühle Wolfgang und Privat



Kippsicher und Pflegeleicht

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

Wolfgang und Privat



Die beiden Modelle „Wolfgang“ und „Privat“ bieten einen anatomisch geformten Sitz mit einer großen Hygieneöffnung. Ausgestattet sind beide Stühle mit leichtläufigen Rollen und einer richtungsfeststellbaren Lenkrolle. Das robuste und strapazierfähige Edelstahlgestell verspricht höchste Qualität und Langlebigkeit. Der Dusch- und Toilettenstuhl Wolfgang ist toilettenüberfahrbar.



- Standsicherer Fußtritt (Wolfgang)
- Toilettenüberfahrbar (Wolfgang)
- Sitz, Rückenlehne und Fußtritt sind abnehmbar
- Schlagfeste ABS Kunststoffteile
- Fahrgestell aus Edelstahl
- Ergonomische Sitzflächen
- Große Hygieneöffnungen
- Hochklappbare Armlehnen

Zubehör:

- Steckbeckenhalter
- Niro Eimer mit Deckel
- Haltegurt
- Sitzpolster
- Sitzkissen mit Hygieneöffnung
- Polster für die Rückenlehne
- Armlehnen abnehmbar

Art.-Nr.:

- 3-97-02
- 3-97-01
- 3-97-03
- 3-03-00
- 3-04-00
- 1-97-04
- 3-97-04

Technische Daten:

Wolfgang

Privat

Länge x Breite:	900 x 550 mm	710 x 550 mm
Höhe:	1080 mm	970 mm
Schiebegriffhöhe:	1010 mm	900 mm
Sitzhöhe:	540 mm	440 mm
Max. Belastbarkeit:	150 kg	150 kg
Laufrollen Ø:	125 mm	100 mm
Gewicht:	15 kg	13 kg



Sitzkissen mit Hygieneöffnung



Rückenpolster

