

# die begehbare Cotswold badewanne



Cotswold eignet sich ideal, wenn selbständig gebadet werden kann oder nur minimaler Bedarf an Unterstützung besteht, und bietet die volle Badewannenlänge.

Die einfach erreichbare Tür öffnet nach innen und befindet sich wahlweise in der rechten oder linken Seitenwand, um den vorhandenen Platz optimal zu nutzen. Die Wassertemperatur wird von einem Thermostaten reguliert – für vollkommene Sicherheit.

## ● Abmessungen: 1500-1700mm Länge, 700mm Breite, 565mm Höhe

- In 1500mm und 1700mm Länge erhältlich
- Warmwassertank oder Druckanschluss, Kaltwassertank oder Hauptleitungsanschluss
- Thermostatkontrolle der Wassertemperatur
- Links- und rechtsgängige Modelle
- Tür öffnet rechts oder links nach innen, sicherer Schließmechanismus
- Unzerstörbare Silikon-Türversiegelung, lebenslange Garantie
- Sortiment von Messingarmaturen (vgl. Zubehörliste)

**Air Spa option:** Hocheffizientes Luftstromsystem mit verschiedenen Stärkestufen. Die diskreten Düsen im Wannenboden bewegen das gesamte Badewasser.



- Unzerstörbare Silikon - Türversiegelung  
- Lebenslange Garantie



weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)


gainsborough   
fachmannbaden




# Raumaufteilung - Abbildungen sind nicht maßstabstreu

- A Abfluss
- B Tür (nach innen öffnend)


● Linksgängig



● Rechtsgängig



ABMESSUNGEN



## Installation

Eine ausführliche Installationsanleitung liegt als interaktive CD bei.

Auch auf unserer Website verfügbar:  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)

Oder per E-Mail anfordern:  
[info@hanse-medizintechnik.de](mailto:info@hanse-medizintechnik.de)



die Cotswold  
badewanne

weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)

