

die begehbare Derwent badewanne




Die großzügige Badefläche und die Seitentür gestatten ausgiebiges Badevergnügen. Die Tür befindet sich wahlweise in der rechten oder linken Seitenwand, so dass die Wanne sehr flexibel installiert werden kann. Die Sicherheitseinrichtungen wie Thermostatkontrolle und Sicherheits-Schließmechanismus sorgen in Kombination mit der konturierten Rückenlehne des Einbausitzes für eine sichere und entspannende Badeumgebung.

Derwent ist mit einem Liftersitz ausrüstbar, wenn Schwierigkeiten bestehen, in die Sitzposition zu wechseln oder sich aus ihr zu erheben.

● **Abmessungen: 1360mm Länge, 835mm Breite, 990mm Höhe**

- Bequeme Seitentür mit sicherem Schließmechanismus
- Tiefer Türausschnitt für einfachen Zugang
- Warmwassertank oder Druckanschluss, Kaltwassertank oder Hauptleitungsanschluss
- Thermostatkontrolle der Wassertemperatur
- Ergonomisch konturierter Sitz
- Antirutsch-Beschichtung auf Sitz und Boden
- Tür öffnet nach außen, wahlweise links oder rechts; sicherer Schließmechanismus
- Unzerstörbare Silikon-Türversiegelung, lebenslange Garantie
- Optional: Duschvorhang und Lifterkissen

Air Spa option: Hocheffizientes Luftstromsystem mit verschiedenen Stärkestufen. Die diskreten Düsen im Wannensboden bewegen das gesamte Badewasser.



- Sicherer Schließmechanismus & unzerstörbare Silikon-Türversiegelung - Lebenslange Garantie


weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0
www.hanse-medizintechnik.de

gainsborough 
fachmannbaden




Raumaufteilung - Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu

- A Fester Einbausitz
- B Tür (nach außen öffnend)
- C Abfluss



A B M E S S U N G E N



Installation

Eine ausführliche Installationsanleitung liegt als interaktive CD bei.

Auch auf unserer Website verfügbar:
www.hanse-medizintechnik.de
 Oder per E-Mail anfordern:
info@hanse-medizintechnik.de



die Derwent
badewanne

weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0
www.hanse-medizintechnik.de

