

Hanse-Rollbord Junior



Leichtes Umlagern · Schonendes Mobilisieren

Hanse-Rollbord Junior



- Patiententransfer und Mobilisierung
- Rückenschonendes Arbeiten
- Überbrückung von Höhenunterschieden
- Sehr leichtläufig
- Einfach zu transportieren
- Zusammenfaltbar

Umweltverträgliches Material:

- Ökologisch und toxikologisch unbedenklich

Problemlose Reinigung:

- Materialien sind sehr haltbar und pflegeleicht
- Rolltuch kann ausgetauscht werden

Technische Daten:

Gewicht	3 kg
Innenteil	180 x 50 cm Gepolsterte Feststoffplatte Röntgenstrahlendurchlässig 2 Haltegriffe
Außenteil	reißfestes Nylon-Rolltuch

