

# die begehbare **Windermere** badewanne

1


Windermere ist ideal in engsten Raumverhältnissen. Der externe Schließmechanismus gewährleistet die vollkommene Wasserdichtigkeit der Tür und ein entspannendes Bad in Ruhe. Optional ist ein Duschvorhang erhältlich, so dass die Einheit als Badewanne oder Dusche eingesetzt werden kann – je nach Anforderung.

Ein Thermostatventil stellt wie bei all unseren Badewannen sicher, dass Sie Ihr Bad in Ruhe genießen können und wissen, dass der Heißwasserzulauf reguliert wird.

## ● **Abmessungen: 950mm Länge, 660mm Breite, 900mm Höhe**

- Bequeme Seitentür mit sicherem Schließmechanismus
- Tiefer Türausschnitt für einfachen Zugang
- Thermostatkontrolle der Wassertemperatur
- Ergonomisch konturierter Sitz
- Antirutsch-Beschichtung auf Sitz und Boden
- Tür öffnet nach außen, wahlweise links oder rechts; sicherer Schließmechanismus
- Unzerstörbare Silikon-Türversiegelung, lebenslange Garantie
- Ultrakompakt für die begrenzte Raumsituation
- Optional: Duschvorhang und Lifterkissen

**Air Spa option:** Hocheffizientes Luftstromsystem mit verschiedenen Stärkestufen. Die diskreten Düsen im Wannenboden bewegen das gesamte Badewasser.



- Sicherer Schließmechanismus & unzerstörbare Silikon-Türversiegelung - Lebenslange Garantie



weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)


gainsborough   
fachmannbaden

# Raumaufteilung


- Abbildungen sind nicht maßstabsgetreu

- A Fester Einbausitz
- B Tür (nach außen öffnend)
- C Abfluss


● Linksgängig



● Rechtsgängig



A B M E S S U N G E N



## Installation

Eine ausführliche Installationsanleitung liegt als interaktive CD bei.

Auch auf unserer Website verfügbar:  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)

Oder per E-Mail anfordern:  
[info@hanse-medizintechnik.de](mailto:info@hanse-medizintechnik.de)

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK

**gainsborough**  
fachmannbaden

die Windermere  
badewanne

weitere Informationen unter +49 (0)4504 81 82-0  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)