

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Datum: 18.09.2015

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Hanse-Desinfektionsreiniger N

DESINFEKTION UND REINIGUNG VON MEDIZINISCHEM INVENTAR UND FLÄCHEN

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Reizt die Haut.
Sehr giftig für Wasserorganismen.
Gefahr ernster Augenschäden.
Gefahr der Schaumaspiration.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen.
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.
Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Behälter fest verschlossen halten.

Empfohlene Schutzausrüstung:

Körperschutz: Langärmelige Arbeitskleidung
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz
Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitril-, Butyl-Kautschuk)

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei der Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeignete Behälter entsorgen.

ERSTE HILFE



Unfalltelefon:
Ersthelfer:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Betroffene Personen an die frische Luft bringen und bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Verschlucken: Kein Brechreiz auslösen. Erstickengefahr durch schäumende Bestandteile. Viel Wasser zu trinken geben und Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: Augen sofort gründlich mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Augenarzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Konzentrat nicht in den Abfluss entleeren. Nicht in Gewässer gelangen lassen. Restentleerte Verpackungen können über die örtliche Wiederverwertung entsorgt werden. Konzentrat-Reste und nicht reinigungsfähige Verpackungen sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.