

Multipositions - Lift - Rollstuhl Karla



Einfaches Umsetzen · Wendiges Transportieren · Leichtes Mobilisieren

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

Karla



Karla mit Nacken-Ohren-Kissen und Infusionsflaschenhalter

Der Multipositions-Lift-Rollstuhl „Karla“ ist ein höhenverstellbarer Pflegerollstuhl für bequemes, angepasstes Sitzen, für leichtes Transportieren sowie für die Mobilisation, Physio- und Ergotherapie von Patienten bis 150 kg Körpergewicht.

Durch die verschiedensten Verstellmöglichkeiten von Sitzhöhe, Sitzneigung, Rückenneigung und Beinstütze kann der Stuhl ganz auf die **Bedürfnisse von Patient und Pflegekraft** eingestellt werden. „Karla“ eignet sich durch die zahlreichen Einstellmöglichkeiten für Krankenhaus, Pflegeheim und Behinderteneinrichtung.

Eine **individuelle Höhenverstellung** ermöglicht eine ergonomische Arbeitshöhe für das Pflegepersonal. Die einzeln höhenverstellbaren Armlehnen lassen sich bis auf Sitzhöhe absenken und machen somit ein seitliches Umsetzen problemlos möglich.

Die vielfältige Anpassung von Sitzhöhe und Sitzneigung ermöglicht dem Physiotherapeuten ein dosierbares Aufstehetraining. Dabei steht der Patient sicher mit beiden Füßen auf dem Boden.

Beste Sicht beim Transport und **leichten Patiententransfer** gewährleistet die abklappbare Kopflehne. Dank der 4 Leichtlaufrollen lässt sich „Karla“ auch in engen Patientenzimmern wendig manövrieren. Für sicheren Geradeauslauf ist die vordere rechte Rolle als Steuerrolle einstellbar.

Zusätzlich bietet das kipp sichere Fahrgestell eine Ablagefläche für persönliche Gegenstände. Für optimale Hygiene sind alle Polster beim Multipositions-Lift-Rollstuhl „Karla“ abnehmbar und leicht zu reinigen.



Karla in Aufstehhilfe



Karla in Liegeposition



Karla hochgestellt, mit abgesenkter Armlehne

Zubehör:

- Körperausgeformter Tisch
- Nackenrolle, Nacken-Ohren-Kissen und gepolsterte Kopfstütze
- Haltegurte
- Infusionsflaschenhalter
- Auswahl an Polsterfarben

Technische Daten:

Max. Breite:	760 mm
Sitzbreite/-tiefe:	500 x 490 mm
Gewicht:	63 kg
Belastbarkeit:	150 kg

