


Transferhilfe Rollboard



Leichtes Umlagern - Schonendes Mobilisieren

Transferhilfe Rollboard



Entwickelt für den lateralen Patiententransfer eignet sich das Rollboard im Besonderen für die schonende und einfache Umlagerung von z.B. einem Bett auf einen Mobilisationsrollstuhl oder Duschwagen.

- Überbrückung von Lücken und Höhen-Unterschieden
- Sehr leichtläufig
- Rückenschonendes Arbeiten
- Einfach in Transport und Anwendung
- Zusammenfaltbar

Optionale Anwendung mit der Gleitfolie, welche eine Gewichtsbelastung von 300 Kg zulässt. Geliefert wird die Gleitfolie auf einer 100 m Rolle und wird auf Maß abgeschnitten. Schwierige Patiententransfers werden vereinfacht.

Technische Daten:

Gewicht:	3.000 g
Abmessung	180 x 50 cm
Faltbar:	90 x 50 cm
Material Rollboard:	Polyethylen, latexfrei
Material Bezug:	Nylon (beschichtet), latexfrei
Belastung:	200 kg
Belastung mit Gleitfolie:	300 kg
Röntgenfähig	



Made in Germany

- Medizinprodukt -



Zeiss-Str. 42 D-23626 Ratekau
Tel. +49(0)4504/8182-0 Fax -20
info@hanse-medizintechnik.de
www.hanse-medizintechnik.de

Technische Änderungen vorbehalten. 12/2013