

Dusch- und Toilettenrollstuhl DTS



Transportieren, Duschen, Mobilisieren

Dusch- und Toilettenrollstühle

DTS 45/50/55 – Unterstützung der Hygiene und der Mobilität

Der Dusch- und Toilettenrollstuhl ist in den Ausführungen DTS 45, DTS 50 und DTS 55 erhältlich. Entwickelt wurden diese Modelle für bewegungseingeschränkte und pflegebedürftige Menschen. Die unterschiedlichen Sitzbreiten von 450 mm (belastbar bis 130 kg), 500 mm (belastbar bis 150 kg) und 550 mm (belastbar bis 200 kg) erlauben den Einsatz für unterschiedliche Körpermaße.



DTS mit Standardausstattung Abdeckplatte und Kunststoff-Toiletteneimer



Armlehnen und Trittschienen hochklappbar

Besondere Merkmale

- Erleichterter Transfer durch die einzeln hochklappbaren Armlehnen.
- Toilettenüberfahrbarkeit bis zu einer Höhe von 470 mm.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch abnehmbaren Sitz, Rückenlehnenrahmen und Fußstützen.
- Leichte Handhabung durch einzeln bremsbare Rollen.
- Anpassung auf verschiedene Beinlängen durch stufenlos höhenverstellbare Fußstützen. Die Fußstützen sind nach außen wegklappbar und die Trittschienen sind hochklappbar.
- Angenehmes Sitzgefühl durch die weiche Polsterung der Sitzfläche, Rückenlehne und Armauflagen.



Eine Fußstütze abgeklappt



Ohne Abdeckplatte für den Einsatz als Toilettenstuhl

Optionale Ausstattung

- 24" Kunststoffräder für Selbstfahrer
- Edelstahl-Toiletteneimer

Hier mehr erfahren

