

Mobilisations- und Pflegerollstuhl BEA



Mobilisation und Patiententransfer

Mobilisations- und Pflegerollstühle

BEA – Erleichterte Pflege und einfacher Transfer

BEA ist ein Mobilisations- und Pflegerollstuhl, der für den Therapie-, Pflege- und Diagnostikbereich entwickelt wurde. Die individuelle Höhenverstellung ermöglicht dem Pflegepersonal ein besonders rückschonendes Arbeiten. Die abnehmbare Kopfstütze garantiert freie Sicht des Schiebenden. Eingesetzt wird BEA u. a. für die Mobilisation und den Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 150 kg.



Sitzposition mit Tisch und ausgeklappter Fußablage



Höchste Sitzposition mit mitgeführter Fußablage

Besondere Merkmale

- Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal durch eine optimale, individuell verstellbare Arbeitshöhe.
- Erleichterter seitlicher Transfer durch die auf Sitzhöhe einzeln absenkbaren Armlehnen.
- Bedienerfreundliche Handhabung durch beidseitig angebrachte Fußpedale zur hydraulischen Höhenverstellung.
- Entlastung der Wirbelsäule des Patienten durch die anatomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. Unterschiedliche Neigungswinkel sind – auch durch den Patienten selbst – einstellbar.
- Aufstehhilfe/Stehhilfe durch die nach vorn neigbare und arretierbare Sitzfläche.
- Patientensicherheit durch die mitgeführte Fußablage bei Höhenverstellung. Ständiger Fußkontakt ist gewährleistet.



Einstellung der tiefsten Rückenlage mit abgesenkter Armlehne



Armlehne abgesenkt für seitlichen Transfer, Fußablage ist hochgeklappt

Optionale Ausstattung

- Tisch, aufschiebbar auf die Armlehnen
- Gepolsterte Seitenstützen
- Einzelne Bein-/Fußstützen für rechts und links
- Doppelauffrollen für leichtes und wendiges Bewegen
- Und vieles mehr ...

Fragen Sie nach unserer Zubehör-Übersicht.

Hier mehr erfahren

