

Mobilisations- und Pflegerollstuhl MIRA



Mobilisation und Patiententransfer

Mobilisations- und Pflegerollstühle

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

MIRA – Für Mobilisation und Transfer von schwergewichtigen Patienten

Der Schwerlaststuhl MIRA wurde entwickelt für den Therapie-, Pflege- und Diagnostikbereich. Die einteilige, anatomisch geformte Rückenlehne ermöglicht eine bequeme Körperhaltung und entlastet die Wirbelsäule. Eingesetzt wird MIRA für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 350 kg.



Abgesenkte Armlehne für sitzender Transfer, Fußstütze untergeschoben



Einstellung Rückenlage

Besondere Merkmale

- Bequemer seitlicher Transfer durch die auf Sitzhöhe einzeln absenk- baren Armlehnen.
- Entspanntes Sitzen durch die ausziehbare und arretierbare Fuß- stütze. Für leichtes Bewegen des Stuhles mit dem Patienten ist die Fußstütze mit separaten Rollen ausgestattet.
- Für eine bequeme Sitzhaltung des Patienten sorgt die komfortable, großzügig bemessene einteilige Rückenlehne mit verstärkter Len- denstütze. Unterschiedliche Neigungswinkel sind – auch durch den Patienten selbst – einstellbar.



Ausziehbare Fußstütze auf Rollen

Optionale Ausstattung

- Teleskop-Infusionsflaschenständer
- Verstellbares Nackenpolster
- Urinbeutelhalter

Fragen Sie nach unserer Zubehör-Übersicht.

Hier mehr erfahren

