

Thekla® 4 – der Mobilisationsstuhl für ergonomische Arbeitsabläufe

Mobilisations- und Reharollstuhl Thekla® 4

jetzt auch mit höhenverstellbarer Stehtischaufnahme

Thekla® 4 ist ein individuell höhenverstellbarer Stuhl.

Durch Akku - und Netzbetrieb ist Thekla® 4 immer einsetzbar.

Rückenschonendes Arbeiten ist durch den elektromotorisch anpassbaren Fußtritt gewährleistet.

Die einzeln hochklappbaren Armlehnen erleichtern den sitzenden Transfer.



Schonender Patiententransfer und Mobilisierung

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH

Thekla® 4

Die Liegefläche kann für ergonomische Arbeitsabläufe auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden.



Höchstmögliche Bremssicherheit ist durch das zentrale Bremssystem gegeben, das von allen 4 Rollen bedienbar ist.

Zur leichten Reinigung und für die optimale Hygiene sind die Polster einzeln abnehmbar.

Thekla® 4 ist einsetzbar für eine sichere Arbeitslast von 250 kg.

Technische Änderungen und Design vorbehalten 07/2022