

# Mobilisations- und Reharollstuhl Thekla<sup>®</sup> Largo



Mobilisation und Vertikalisierung

Mobilisations- und Reharollstühle

# Thekla® Largo – der Mobilisations- und Reharollstuhl für schwergewichtige Patienten

Thekla® Largo wurde entwickelt zur Versorgung und Einleitung früher Rehabilitationsmaßnahmen adipöser Patienten. Dieser Schwerlaststuhl ermöglicht stufenlos variable Lagerungen, kann als Liege sowie als Stehbett genutzt werden und verfügt darüber hinaus über eine Aufstehhilfe. Thekla® Largo ist im Netz- und Akkubetrieb einsetzbar für Patienten mit einem Gewicht bis zu 300 kg.



Stehbett 60°



Aufstehhilfe mit standsicherem Fußtritt

## Besondere Merkmale

- Bedienerfreundliche Handhabung durch elektrische Verstellung aller Positionen mittels Handbedienung.
- Arbeitserleichterung für das Pflegepersonal durch die automatische Höhenverstellung.
- Unterstützung des physiologischen Bewegungsablaufs des Patienten durch die Verstellung der Sitz-/Stehposition.
- CPR-Stütze für die Reanimation.
- Skalen zur exakten Dokumentation der Mobilisierungsphase.
- Dekubitusprophylaxe durch Polsterkombination aus Kalt- und Viskoschaum.
- Patientensicherheit durch extrabreiten Fußtritt.



CPR-Position für die Reanimation mit ausgefahrener CPR-Stütze

## Optionale Ausstattung

- Gepolsterte Kopfstütze
- Nacken-Ohren-Kissen
- Nackenrolle
- Haltegurte
- Intensivschienen
- Stützgriffe für Stehposition

Hier mehr erfahren



HANSE-MEDIZINTECHNIK  
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH  
Zeiss-Str. 42 • D-23626 Ratekau  
Tel. +49 (0) 4504 / 8182 - 0 • Fax - 20  
info@hanse-medizintechnik.de  
[www.hanse-medizintechnik.de](http://www.hanse-medizintechnik.de)

Medizinprodukt 

Technische Änderungen und Design vorbehalten 09/2018

  
MEDIZINTECHNIK