

# Mobilisations- und Reharollstuhl Thessa



Einfacher Transfer · Sicheres Transportieren · Gutes Mobilisieren

FUNKTION ERLEBEN · DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse  
MEDIZINTECHNIK

# Thessa

Der Mobilisations-Reharollstuhl „Thessa“ kombiniert Rollstuhl und Liege miteinander. Der Einsatzbereich reicht vom bequemen Sitzen bis hin zur Mobilisation. „Thessa“ findet immer dort Anwendung, wenn es um Aktivierung von Schwerstpflegebedürftigen geht.



Modell „Thessa E“ in Stehposition 48°



Modell „Thessa E“, Aufstehhilfe



„Thessa E“ in Liegeposition  
(Höhe Liegefläche: 620 mm)



„Thessa E“, Ruheposition

## Zwei Modelle sind lieferbar:

- „Thessa M“ mit mechanischer Verstellmechanik und
- „Thessa E“ mit elektromotorischer Verstellung (im Netz- und Akku-Betrieb) sowie zusätzlich einer Stehbettfunktion.

## Die Vielseitigkeit der Einsatzbereiche Transfer, Transport, Lagerung und Mobilisation von Personen macht die Modellreihe „Thessa“ zur perfekten Hilfe:

- Einfacher Transfer durch einzeln hochklappbare Armlehnen.
- Kopf- und Fußtieflage einstellbar.
- Stufenlose Neigung in Aufstehhilfe.
- Fußtritt höhenverstellbar und hochklappbar.
- Hervorragende Fahrbarkeit durch Leichtlaufrollen inkl. einstellbarer Richtungsrolle.
- Einfache Reinigung und Desinfektion durch glatte Oberflächen und abnehmbare Polster.
- Stehbettfunktion bis 48° (nur „Thessa E“).
- Maximales Benutzergewicht: 150 kg.

**Optional lieferbar:** Nackenrolle, Nacken-Ohrenkissen, gepolsterte Kopfstütze, Tisch, Intensivschienen, Haltegurte.

