

Mobilisations- und Pflegerollstuhl CORA



Mobilisation und Patiententransfer

Mobilisations- und Pflegerollstühle

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK

CORA – Gute Ruhelage, perfekter Komfort und einfacher Transfer

Der Mobilisations- und Pflegerollstuhl CORA/CORA S wurde entwickelt für den Therapie-, Pflege- und Diagnostikbereich. Die abnehmbare Kopfstütze garantiert freie Sicht des Schiebenden. Das Modell CORA S ist darüber hinaus mit der Zusatzfunktion „Synchronbewegung der Sitzpolster zur Rückenlehne“ ausgestattet. Eingesetzt wird CORA/CORA S u. a. als Ruhesessel, für die Mobilisation und den Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 135 kg.



Sitzposition mit Tisch und ausgezogener Fußstütze



Armlehne abgesenkt für seitlichen Transfer, Fußstütze untergeschoben



Einstellung der tiefsten Rückenlage mit abgesenkter Armlehne

Besondere Merkmale

- Bequemer seitlicher Transfer durch die auf Sitzhöhe einzeln absenkbaren Armlehnen.
- Erleichterte Pflege des Oberkörpers durch abnehmbare Kopfstütze.
- Entlastung der Wirbelsäule des Patienten durch die anatomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. Unterschiedliche Neigungswinkel sind – auch durch den Patienten selbst – einstellbar.
- Entspanntes Sitzen durch die ausziehbare, mit Kippschutz versehene Fußstütze. Bei CORA S ist die Fußstütze hochklappbar.

Optionale Ausstattung

- Handflow-Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe
- Gepolsterte Seitenstützen
- Teleskop-Infusionsflaschenständer
- Haarwaschbecken
- Und vieles mehr ...

Fragen Sie nach unserer Zubehör-Übersicht.

Hier mehr erfahren

