

Mobilisations- und Pflegerollstuhl ASTRA



Mobilisation und Patiententransfer

Mobilisations- und Pflegerollstühle

ASTRA – Komfortables Ruhen und erleichterte Pflege

Der Mobilisations- und Pflegerollstuhl ASTRA wurde entwickelt für den Therapie-, Pflege- und Diagnostikbereich. Die anatomische Formgebung macht ASTRA zum komfortablen Ruhesessel für Patienten und Begleitpersonen. Eingesetzt wird ASTRA u. a. für die Mobilisation und den Transport von Patienten mit einem Gewicht von bis zu 135 kg.



Sitzposition mit Tisch und ausgezogener Fußstütze



Armlehne abgesenkt für seitlichen Transfer, Fußstütze untergeschoben



Einstellung der tiefsten Rückenlage

Besondere Merkmale

- Erleichterte Pflege des Oberkörpers durch abnehmbare Kopfstütze.
- Bequemer seitlicher Transfer durch die auf Sitzhöhe einzeln abnehmbaren Armlehnen.
- Die integrierte Beinauflage erleichtert dem Pflegepersonal zusätzlich den Stuhl-Bett-Transfer und sorgt für hohen Komfort des Patienten.
- Entlastung der Wirbelsäule des Patienten durch die anatomisch geformte Rückenlehne mit Lordosenstütze. Unterschiedliche Neigungswinkel sind – auch durch den Patienten selbst – einstellbar. Die Neigung der Rückenlehne erfolgt synchron mit der Neigung der Beinauflage.
- Entspanntes Sitzen durch die ausziehbare, mit Kippschutz versehene Fußstütze.

Optionale Ausstattung

- Handflow-Sitzkissen zur Dekubitusprophylaxe
- Gepolsterte Seitenstützen
- Armauflagen für die Blutentnahme
- Teleskop-Infusionsflaschenständer
- Und vieles mehr ...

Fragen Sie nach unserer Zubehör-Übersicht.

Hier mehr erfahren

