

Tina ENH-XL – der Liege-Lift-Rollstuhl für ergonomische Arbeitsabläufe

# Liege-Lift-Rollstuhl Tina ENH-XL

Belastbar bis zu 300 kg

**Jetzt neu**

Tina ENH-XL ist ein individuell höhenverstellbarer Stuhl.

Durch Akku - und Netzbetrieb ist Tina ENH-XL immer einsetzbar.

Rückenschonendes Arbeiten ist durch den elektromotorisch anpassbaren Fußtritt gewährleistet.



Die einzeln hochklappbaren Armlehnen erleichtern den sitzenden Transfer.

**Schonender Patiententransfer und Mobilisierung**

**FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN**

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK  
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH

# Tina ENH-XL

Die Liegefläche kann für ergonomische Arbeitsabläufe auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden.



Höchstmögliche Sicherheit ist durch das zentrale Bremssystem gegeben, das von allen 4 Rollen bedienbar ist.

Zur leichten Reinigung und für die optimale Hygiene sind die Polster einzeln abnehmbar.

Tina ENH-XL ist einsetzbar für eine sichere Arbeitslast von 300 kg.

Technische Änderungen und Design vorbehalten 01/2022