

Querbettessel RV

Produktmerkmale:

- Unterstützung der Mobilisation von Patienten
- Für postoperativen, bettlägerigen, alten oder körperlich geschwächten Menschen
- Anwendbar in allen chirurgischen, internen und geriatrischen Stationen
- Rasches Anlegen des Sitzbehelfes, sichere Sitzposition der Patienten
- Die Tischplatte ermöglicht bequemes Essen und schützt vor dem Sturz aus dem Bett
- Kreislaufanpassung nach langer Bettlägrigkeit
- Interner Aderlass bei Herzinsuffizienz
- Fußstütze höhenverstellbar
- Rückenlehne Winkelverstellbar
- Nackenrolle höhen- und winkelverstellbar
- Armlehnenpolster aus Schaumstoff mit Kunstlederbezug

Artikel Nr. 1114200

Technische Daten:

Sitzbreite	54 cm
Sitztiefe	48 cm
Rückenhöhe	50 cm
Rückenwinkel	69° und 79°
Nackenrollenhöhe	60 - 82 cm
Höhe der Armlehnenpolster	24 cm
Beinstützenhöhe	40 - 52 cm
Gesamtlänge	70 cm
Gesamtbreite	74,5 cm
Gesamthöhe	43 cm
Gesamtgewicht	6,7 kg
Max. Belastbarkeit	150 kg

Farbe Gestell	Weiß
Farbe Bezug (Kunstleder)	Schwarz



Nackenrolle höhen- und winkelverstellbar



Rückenlehne winkelverstellbar



Vertrieb durch:

hanse

MEDIZINTECHNIK
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH

Zeiss-Str. 42 · D-23626 Ratekau
Tel. +49 (0) 4504/8182-0 · Fax -20
info@hanse-medizintechnik.de
www.hanse-medizintechnik.de