

Dusch- und Transportwagen Boberg 2

Dusch- und Transportwagen Boberg 2 bis zu 200 kg belastbar



Boberg 2 ist ein dreiteiliger Duschwagen, der mit einem zentralen Bremssystem ausgestattet ist. Dieses kann von jeder der vier Leichtlaufrollen aus bedient werden.

Die sehr hochwertige Verarbeitung und Qualität garantieren eine hohe Lebensdauer und entsprechen höchsten hygienischen Anforderungen.

Transportieren, Duschen, Mobilisieren

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN

hanse
MEDIZINTECHNIK
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH

Dusch- und Transportwagen Boberg 2



Boberg 2 bietet eine individuelle Höhenverstellung, welche durch zwei Hubsäulen erfolgt. Sämtliche Verstellungen des Gerätes erfolgen elektromotorisch.



Für den seitlichen Patiententransfer sind die Seitengitter des Boberg 2 sowie die Seitenwände der Duschrmatratze vollständig abklappbar.

Ein Schutzrahmen mit Ablenkrollen gewährleistet Schutz vor Stößen für die hochwertige Liegefläche.

Technische Änderungen und Design vorbehalten 06/2023