

# Tina ENH 2-200

der Liege-Lift-Rollstuhl für ergonomische Arbeitsabläufe

## Liege-Lift-Rollstuhl Tina ENH 2-200

Belastbar bis zu 200 kg

Tina ENH 2-200 ist ein individuell höhenverstellbarer Stuhl mit elektromotorisch anpassbarem Fußtritt. Dadurch ist ein rüchenschonendes Arbeiten gewährleistet.

Der Sitzlängenausgleich minimiert die Scherkräfte.

Durch Akku - und Netzbetrieb ist Tina ENH 2-200 jederzeit einsetzbar.

Einzelhochklappbare Armlehnen erleichtern den sitzenden Transfer.



Schonender Patiententransfer und Mobilisierung

FUNKTION ERLEBEN – DAS BESONDERE ENTDECKEN

**hanse**  
MEDIZINTECHNIK  
Dipl.-Ing. P. Hettmer GmbH

# Tina ENH 2-200

Die Liegefläche kann für ergonomische Arbeitsabläufe auf die gewünschte Arbeitshöhe eingestellt werden.



Höchstmögliche Sicherheit ist durch das zentrale Bremssystem gegeben, das von allen 4 Rollen bedienbar ist.

Zur leichten Reinigung und für die optimale Hygiene sind die Polster einzeln abnehmbar.

Tina ENH 2-200 ist einsetzbar für eine sichere Arbeitslast von 200 kg.

Technische Änderungen und Design vorbehalten 09/2022